

南京天印山医院七氟丙烷气体灭火剂气瓶统计

序号	钢瓶位置（保护范围）	设备名称	数量	规格型号	灭火剂名称	充装量	充装压力	首次充装日期	备注
1	核医学DSA	七氟丙烷钢瓶	1瓶	QMP120/2.5-QH	HFC-227ea	130kg	2.5MPa	2022/9/13	
2	变电所(B栋)	七氟丙烷钢瓶	5瓶	QMP150/2.5-QH	HFC-227ea	154kg	2.5MPa	2022/9/13	
3	变电所(D栋)	七氟丙烷钢瓶	7瓶	QMP150/2.5-QH	HFC-227ea	155kg	2.5MPa	2022/9/13	
4	高压室及值班室	七氟丙烷钢瓶	1瓶	QMP150/2.5-QH	HFC-227ea	154kg	2.5MPa	2022/9/13	
5		七氟丙烷钢瓶	2瓶	QMP150/2.5-QH	HFC-227ea	139kg	2.5MPa	2022/9/13	
6	柴油发电机房	七氟丙烷钢瓶	1瓶	QMP40/2.5-QH	HFC-227ea	26Kg	2.5MPa	2022/9/13	
7	变电所（C栋）	七氟丙烷钢瓶	7瓶	QMP150/2.5-QH	HFC-227ea	154kg	2.5MPa	2022/9/13	
8	变电所（A栋）	七氟丙烷钢瓶	5瓶	QMP150/2.5-QH	HFC-227ea	139kg	2.5MPa	2022/9/13	
9	放疗科气瓶间	七氟丙烷钢瓶	7瓶	QMP120/5.6-QH	HFC-227ea	86kg	5.6MPa	2022/10/11	
10	病案室	七氟丙烷钢瓶	2瓶	QMP150/2.5-QH	HFC-227ea	139kg	2.5MPa	2022/12/21	
11	A栋一层铅靶室	七氟丙烷钢瓶	1瓶	QMP120/2.5-QH	HFC-227ea	109kg	2.5MPa	2022/12/21	
12	医疗街四层UPS室	七氟丙烷钢瓶	1瓶	QMP150/2.5-QH	HFC-227ea	141kg	2.5MPa	2022/12/21	
13	核医学SPETCT	七氟丙烷钢瓶	1瓶	QMP150/2.5-QH	HFC-227ea	140kg	2.5MPa	2022/12/21	
14	核医学PET/CT	七氟丙烷钢瓶	2瓶	QMP100/2.5-QH	HFC-227ea	95kg	2.5MPa	2022/12/21	
15	核医学DSA	七氟丙烷钢瓶	1瓶	QMP120/2.5-QH	HFC-227ea	123kg	2.5MPa	2022/12/21	
16	三层手术室UPS机房	七氟丙烷钢瓶	1瓶	QMP120/2.5-QH	HFC-227ea	119kg	2.5MPa	2022/12/21	
17	放射科气瓶间	七氟丙烷钢瓶	8瓶	QMP90/5.6-QH	HFC-227ea	19.5kg	5.6MPa	2022/12/26	
18	总计	七氟丙烷钢瓶	53瓶						

南京天印山医院七氟丙烷气灭系统驱动气瓶统计

序号	位置	设备名称	数量	规格型号	气体名称	首次充装日期	备注
1	放疗科气瓶间	驱动气瓶	7瓶	QQP5/6	氮气	2022/10/11	
2	放射科气瓶间	驱动气瓶	6瓶	QQP5/6	氮气	2022/12/26	
3	总计	驱动气瓶	13瓶				